

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	TEMİZLİK MALZEME RENKLERİ VE TEMİZLEME SOLÜSYONU HAZIRLANMASI FORMU			 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Kodu OH.FR.161	Yayın tarihi 12.04.2019	Revizyon No 01	Revizyon tarihi 16.10.2023	Sayfa No / Sayfa Sayısı 1 / 1

MOP RENGİ VE KULLANIMI

	MAVİ MOP	KURU SÜPÜRME
	BEYAZ MOP	NEMLİ SİLME VE KURULAMA
	SAÇAKLI MOP	ISLAK SİLME

Temizlik Bezi ve Kova Rengi, İş Alanına Göre Seçilir ve Kullanılır.

- ❖ **SARI BEZ VE KOVA:** TUVALET HARİÇ TÜM ISLAK ALANLARDA
- ❖ **KIRMIZI BEZ VE KOVA:** TUVALETLERDE VE TÜM KAN VE VÜCUT SIVILARI İLE KİRLENEN ALANLARDA(LABORATUVAR ALANLARINDA/ÜNİTLERDE)
- ❖ **MAVİ BEZ VE KOVA:** ÇALIŞAN ALANLARI
- ❖ **YEŞİL BEZ VE KOVA:** HASTA ALANLARI
- ❖ **KURULAMA:** HER BEZİN KURU OLANI İLGİLİ ALANDA KULLANILACAKTIR.

ÇAMAŞIR SUYUNUN HAZIRLANMASI

- ❖ Yüzey dezenfektanı olarak 1/100'lük çamaşır suyu hazırlanmalıdır.(1 lt suya 10ml çamaşır suyu)
- ❖ Kan ve vücut sıvılarının temas ettiği yüzeylerin temizliğinde 1/10'luk çamaşır suyu hazırlanmalıdır.(1 lt suya 10ml çamaşır suyu)

Paspaslama işlemi: 1/100 (15 lt suya 1 pet bardağı çamaşır suyu)

Yüzey temizliği: 1/100 (5 lt suya yarım çay bardağı çamaşır suyu)

Kan ve diğer vücut sıvılarında: 1/10 (1 lt suya bir çay bardağı çamaşır suyu)